

VOCO FERTAS

Clínica

La nueva generación: – Admira® Fusion 5

Composite universal biocompatible

Con un sistema de
color simplificado

AlignerFlow LC

Anclajes para el tratamiento con alineadores

MODERNO Y
PRÁCTICAMENTE
INVISIBLE

Grandio® disc

También con coloración multicolor



Admira® Fusion 5

Material de restauración de
ORMOCER® nano-híbrido, universal
con sistema “cluster shade”

AlignerFlow LC

Composite nano-híbrido
para la fabricación de
anclajes

Grandio® blocs /

Grandio® disc

El material híbrido nano-
cerámico para CAD / CAM

Admira® Fusion 5

¿Desea conseguir un material de restauración universal de última generación que satisfaga las elevadas exigencias estéticas de sus pacientes y que, al mismo tiempo, simplifique enormemente la práctica diaria de su consulta? Entonces no busque más, Admira Fusion 5 es la solución eficiente. Gracias al sistema de color simplificado, puede obtener los 16 colores de la escala VITA® classical con sólo 5 “cluster shades” (5 agrupaciones de tonos). No es necesaria una superposición de varios colores ni el uso de un bloqueador u opacador adicional. Gracias a esta simplificación de**I sistema de tonos, su consultorio odontológico estará más que preparado para atender a todos sus pacientes en su práctica diaria con tan sólo cinco tonos; y además conseguirá ahorrar espacio en el almacén.

¡Ahorre un **28%***
al comprar un
envase de prueba!



Envase de prueba

10 x 0,2 grs. Caps
(de cada 2 x A1, A2, A3, A3.5, A4),
10 x Futurabond U SingleDose
+ tarjeta cromática

REF 6243

El tiempo necesario
de fotopolimerización
es de tan sólo
10 segundos para los
cinco tonos

Sistema “cluster shade”
une los 16 tonos
VITA® classical en tan
sólo cinco tonos de
Admira Fusion 5



¡Ahorre un **20%***
al comprar un set!

Jeringa set

5 x 3 grs. jeringa
(A1, A2, A3, A3.5, A4),
+ tarjeta cromática

REF 6225

La innovadora combinación de la tecnología nano-híbrida y ORMOCER®, en la que tanto los rellenos como la matriz de resina están fabricados de óxido de silicio, aporta innumerables ventajas: un material de restauración de base íntegramente cerámica que no contiene monómeros clásicos y tiene unas excelentes

propiedades físicas. Admira Fusion 5 es un material que presenta una gran estabilidad y que tiene, con diferencia, el menor nivel de contracción de polimerización (1,25 % en vol.) en comparación con los composites convencionales. ¡Pruébalo!

Caps set

75 x 0,2 grs. Caps
(de cada 15 x A1, A2, A3, A3.5, A4),
+ tarjeta cromática

REF 6235

Admira Fusion 5

VITA®
classical

A1				A2		A3			A3.5					A4	
A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4

Para más referencias y colores individuales, vea también www.voco.dental o nuestro catálogo general.

“Debido a mis elevadas exigencias estéticas, al principio dudaba de que fuera posible rellenar estéticamente todas las cavidades con tan sólo 5 tonos. Pero la verdad es que me quedé asombrado con el resultado. El material de relleno no se ve por ninguna parte. Además, el material se adapta muy bien a la cavidad y casi no se queda pegado a los instrumentos de trabajo.”

Dr. Hanke Faust, Alemania

Las ventajas de un vistazo:

- Se cubren todos los 16 tonos VITA® classical con tan sólo 5 cluster shades
- Tiempo de fotopolimerización de tan sólo 10 segundos para todos los tonos
- Excelente biocompatibilidad por la ausencia de monómeros clásicos
- Presenta el menor nivel de contracción con diferencia (1,25 % en vol.)
- Compatible con todos los adhesivos



*Comparado con la compra individual

AlignerFlow LC

Los tratamientos con alineadores son una parte esencial del espectro de tratamientos odontológicos y ortodónticos. En muchos de ellos, los anclajes juegan un papel clave. Para fabricar anclajes para alineadores con la forma precisa es necesario recurrir a composites especiales. Estos deben presentar una gran estabilidad durante la duración del tratamiento y permitir una extracción segura y sin residuos al final del mismo.

Con AlignerFlow LC, VOCO le ofrece un composite nano-híbrido con efecto de fluorescencia diseñado especialmente para estas necesidades. Bajo la luz ultravioleta A se puede realizar un control de los anclajes, identificar con precisión cualquier residuo que deba ser retirado, o eliminarlo del esmalte con suavidad. Disponible en los tonos dentales tradicionales, AlignerFlow LC también satisface las exigencias estéticas del tratamiento con alineadores.



AlignerFlow LC

2 x 2 grs. jeringa A1 REF 1526

2 x 2 grs. jeringa A2 REF 1527

2 x 2 grs. jeringa A3 REF 1528

Disponible a partir del 01/05/2023



Control visual
óptimo bajo luz
ultravioleta A

Los anclajes fabricados con AlignerFlow LC

Los anclajes fabricados con AlignerFlow LC se caracterizan por su alta estabilidad y resistencia a la abrasión, que a su vez se consiguen gracias a un contenido de relleno del 83 % de su peso. Esto garantiza que los dientes afectados se vean sometidos a la aplicación continua de fuerza, que es transferida por el alineador durante todo el periodo de tratamiento.

El desarrollo de AlignerFlow LC se basa en más de veinte años de experiencia en composites fluidos de VOCO que han demostrado su eficacia en un sinnúmero de ocasiones.

Las ventajas de un vistazo:

- Tallado y extracción seguros bajo luz ultravioleta A
- Aplicación precisa con una fluidez perfecta
- Fotopolimerización a través de un modelo transparente
- Estable y resistente a la abrasión durante todo el tiempo de uso
- Estética agradable por los tonos del diente



“Los anclajes para alineadores son para nosotros una práctica rutinaria: tanto el ajuste como la forma son decisivos para el éxito del tratamiento. Un composite fluido que permite la comprobación de una aplicación y una posterior extracción bajo luz ultravioleta A supone un gran valor añadido y proporciona un resultado satisfactorio con menos esfuerzo y en poco tiempo.”

Odontólogo Thomas Kober, Alemania

Aplicación y manejo muy sencillos:

AlignerFlow LC se usa siempre con un adhesivo para dentina-esmalte y se aplica en el modelo de férula. El material fluido se adapta por completo a las superficies interiores de las concavidades, sin formar burbujas; la cantidad de relleno puede dosificarse de manera precisa. A continuación, tiene lugar la fotopolimerización a través de un modelo transparente. AlignerFlow LC está disponible en el formato de jeringa NDT sin derrame ni goteo (2 x 2 grs.).

Las cánulas suministradas (con diámetro de 0,9 o 1,2 mm) son aptas para la aplicación directa en el modelo de férula, para los anclajes más finos como los retenedores linguales de gran superficie o las reconstrucciones oclusales en la técnica de inyección.

Admira® Fusion

- El primer material de restauración universal del mundo de base exclusivamente cerámica
- La más baja contracción de polimerización (1,25 % en vol.) y un estrés de contracción especialmente bajo en comparación con todos los composites de restauración convencionales
- Inerte, por consiguiente altamente biocompatible y extremadamente estable en color
- Manejo excelente, simple pulido a alto brillo así como alta dureza superficial, garantizan unos resultados de primera calidad a largo plazo

Material de restauración de ORMOCER® nano-híbrido, universal



4+1 para reposiciones¹

Admira Fusion	Material de restauración de ORMOCER® nano-híbrido, universal	Reposición: Caps	Caps 15 × 0,2 grs.	varios colores ²
		Reposición: Jeringa	Jeringa 3 grs.	varios colores ²
		Set jeringa + bond	Jeringa 5 × 3 grs. (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra) + colorímetro + Futurabond U <i>SingleDose</i> 20 u. + accesorios	REF 2750
		Set Caps + bond	Caps 75 × 0,2 grs. (de cada 15 × A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra) + colorímetro + Futurabond U <i>SingleDose</i> 20 u. + accesorios	REF 2780
Admira Fusion Flow	Material de restauración de ORMOCER® nano-híbrido, fluido y fotopolimerizable	Reposición: Jeringa	Jeringa 2 × 2 grs.	varios colores ²
		Set Jeringa	Jeringa 5 × 2 grs. (A1, A2, A3, A3.5, WO) + colorímetro + accesorios	REF 2816
Admira Fusion x-tra	Material de restauración de ORMOCER® nano-híbrido, 4 mm	Reposición: Jeringa	Jeringa 3 grs. (universal)	REF 2810
		Reposición: Caps	Caps 15 × 0,2 grs. (universal)	REF 2811
Admira Fusion x-base	Material de base de restauración de ORMOCER® nano-híbrido, fluido, 4 mm	Reposición: Jeringa	Jeringa 2 × 2 grs. (universal)	REF 2812

²Para más referencias y colores individuales, vea también www.voco.dental o nuestro catálogo general.

ORMOCER® = Excelente biocompatibilidad

Los productos de Admira Fusion no contienen ningunos monómeros clásicos como por ejemplo Bis-GMA, TEGDMA o HEMA y, por eso, tampoco no pueden ser liberados después de la polimerización. Los ORMOCER®es (organically modified ceramic) que se utilizaron en lugar de eso consisten de moléculas grandes y precondensadas de una matriz inorgánica con un muy buen comportamiento de reticulación. En total, se le atesta una “biocompatibilidad excelente” a Admira Fusion.^[1]

[1] Leyhausen et al., Hannover Medical School, informe enviado a VOCO, 2015

*Comparado con la compra individual ¹Si le pide cuatro envases a un Comercial de VOCO, recibe otro envase gratuito. VOCO efectuará la entrega del material gratuito.

Grandio®SO Flowables

Con el GrandioSO condensable, VOCO ha establecido el composite de restauración más similar al diente en el mercado. Basándonos en la misma tecnología, hasta le ofrecemos tres viscosidades diferentes en cuanto a nuestros fluidos:

- **Light Flow – de baja viscosidad**
Aplicación precisa gracias a una cánula extrafina y así es óptimamente adecuada para áreas de difícil acceso y cavidades pequeñas
- **Flow – de media viscosidad**
Un comportamiento de fluidez excelente, utilizable universalmente y una aplicación precisa
- **Heavy Flow – de alta viscosidad**
Estabilidad elevada, es decir no se derrama cuando no se desea y es utilizable universalmente



¡Ahorre un **32%*** al comprar un set!

Set jeringa Light Flow	5 x 2 grs. jeringa (A1, A2, A3, A3.5, WO) + colorímetro + accesorios	REF 2585
Set jeringa Flow	5 x 2 grs. jeringa (A1, A2, A3, A3.5, WO) + colorímetro + accesorios	REF 2720
Set jeringa Heavy Flow	5 x 2 grs. jeringa (A2, A3, A3.5, WO, GA5) + colorímetro + accesorios	REF 2680

Para más referencias y colores individuales, vea también www.voco.dental o nuestro catálogo general.



Futurabond® U está disponible en el práctico formato **SingleDose**

Futurabond® U

Detrás del Futurabond U está un proceso de desarrollo largo que ha perseguido una meta: ofrecerle un adhesivo universal al usuario que le proporcione unas ventajas exclusivas como también **fiabilidad** y que haga superfluo a cualquier otro sistema de adhesión en el consultorio. El nuevo **Futurabond U sienta**, por eso, **nuevas bases** referente a sus **valores de adhesión** y sobre todo en su **aplicación flexible** y de uso múltiple.

50 SingleDose
50 x Futurabond U SingleDose + accesorios
REF 1571

200 SingleDose
200 x Futurabond U SingleDose + accesorios
REF 1572



VisCalor® bulk

VisCalor bulk sigue un enfoque absolutamente nuevo: el material combina la fluidez de un composite fluido durante la aplicación con la aptitud para el modelado de un composite condensable. Así pues, VisCalor bulk es un material ideal para cavidades tanto estrechas como grandes, sin afectar a la adaptación ni a la resistencia de la obturación.

A escala mundial, el primer composite con tecnología termo-viscosa (TVT)



Las ventajas de un vistazo:

- **Material innovador**
Mediante el calentamiento, el material es fluido durante la aplicación y puede modelarse al instante (tecnología termo-viscosa)
- **Ahorrar tiempo**
Restauraciones eficientes con sólo un material
- **Manipulación excelente**
Aplicación sin burbujas con una cánula estrecha

Set Caps Dispenser

80 x 0,25 grs. Caps (16 x universal, 16 x A1, 16 x A2, 32 x A3)
1 x VisCalor Dispenser

REF 6062

Set Caps Warmer

80 x 0,25 grs. Caps (16 x universal, 16 x A1, 16 x A2, 32 x A3)
1 x Caps Warmer

REF 6063

Para más referencias y colores individuales, vea también www.voco.dental o nuestro catálogo general.

Profluorid® Varnish

Dientes sensibles son un problema generalizado en la población. Causan dolores temporarios al paciente que muchas veces no se mencionan cuando va a visitar el dentista. La causa para la hipersensibilidad son por regla general los túbulos dentinales abiertos. La meta del tratamiento es, por eso, cerrarlos. Profluorid Varnish es un barniz con fluoruros para el tratamiento contra la hipersensibilidad. Después de preparaciones de cavidad o en caso de cuellos de dientes sensibles se sellan efectivamente los túbulos dentinales.

Laca con fluoruros para la desensibilización de los dientes (NaF al 5 %)

Las ventajas de un vistazo:

- Desensibilización rápida y liberación de fluoruro (5 % NaF \approx 22.600 ppm fluoruro)
- Simple aplicación – tolerante a la humedad
- Disponible en siete sabores agradables
- Se aplica en capas finas y rinde mucho

200 x 0,40 ml SingleDose

Melón	REF 1271	Bubble gum	REF 2239
Menta	REF 2231	Cereza	REF 2230
Pina Colada	REF 2243	Cola lime	REF 2241
Caramelo	REF 2229		

Mixed Flavour

4 x 10 ml tubo
Surtido: menta, melón, cereza y caramelo
REF 2971



V-Posil®

Precisión convincente - Material de impresión a base de silicona de adición

Para elaborar restauraciones protéticas, por regla general, se emplean modelos, para cuya obtención es fundamental disponer de una impresión de precisión. La impresión contiene la información de las estructuras intraorales reproducidas con precisión de detalle y sirve, por tanto, como instrumento de comunicación entre el odontólogo y el protésico dental. Las inexactitudes de las tomas de impresión se transfieren a los modelos y con frecuencia son advertidas cuando la restauración protética final ya se ha colocado en la boca.



¡Ahorre un **15%***
al comprar un set de introducción!



Set de introducción	Putty Fast	Cartucho 2 x 380 ml	REF 2991
	Light Fast	Cartucho 2 x 50 ml	
Set de introducción	Heavy Soft Fast	Cartucho 2 x 380 ml	REF 2985
	Light Fast	Cartucho 2 x 50 ml	
Set de introducción	Mono Fast	Cartucho 2 x 380 ml	REF 2987
	Light Fast	Cartucho 2 x 50 ml	
Set de introducción	Putty Fast	Bote 2 x 450 ml	REF 2984
	Light Fast	Cartucho 2 x 50 ml	
Set de introducción	Putty Soft Fast	Bote 2 x 450 ml	REF 2904
	Light Fast	Cartucho 2 x 50 ml	

VOCO Retraction Paste

VOCO Retraction Paste es una ayuda indispensable para la apertura provisional efectiva y el secado del surco. Por ello, proporciona la condición previa para obtener con éxito una toma de impresión convencional o digital. VOCO Retraction Paste se puede aplicar en el surco de forma sencilla e higiénica directamente desde la cápsula *SingleDose*, desarrollada por los ingenieros de VOCO, y alcanza hasta para 3 surcos.

¡Ahorre un **25%***
al comprar un set de 100 unidades!

Las ventajas de un vistazo:

- **Cánula fina con punta flexible** – aplicación fácil y precisa en el surco
- **“Viscosity Change” (cambio de viscosidad)** – la consistencia de la pasta varía durante la aplicación y la ampliación del surco
- **Buena visibilidad** – buen contraste con la gingiva
- **Limpio y ordenado** – eliminación fácil por simple enjuague



El hilo del compute
Fácil de aplicar en el surco

25 Set

25 x 0,3 grs. Caps
REF 1012

100 Set

100 x 0,3 grs. Caps
REF 1013



Grandio® blocs & Grandio® disc

Los materiales híbridos nano-cerámicos para CAD / CAM Grandio blocs y Grandio disc están indicados para la fabricación de restauraciones unitarias definitivas y definen nuevas pautas gracias a la extraordinaria resistencia del material. Y es que son los productos de su clase con mayor contenido de relleno, un 86 %.

voco

TRUSTED PARTNER



Ampliamos continuamente el listado de dispositivos y lo hallará bajo www.voco.dental/systempartner



Grandio disc multicolor

1 x 15 mm (ø 98 mm)
(REF ver tabla)

Disponible a partir del 01/05/2023

Grandio blocs

5 x no. 12 LT/HT
(REF ver tabla)

Grandio blocs

5 x no. 14L LT/HT
(REF ver tabla)

Grandio disc

1 x 15 mm (ø 98 mm)
(REF ver tabla)

	A1	A2	A3	A3.5	B1	C2
Disc multicolor 15 mm	6216	6217	6218	6219	6220	6221

	A1 LT	A2 LT	A3 LT	A3.5 LT	B1 LT	C2 LT	BL LT	A1 HT	A2 HT	A3 HT	A3.5 HT
Blocs 12	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6012	6013	6014	6015
Blocs 14 L	6018	6019	6020	6021	6022	6023	6024	6027	6028	6029	6030
Disc 15 mm	6050	6051	6052	6053	6054	6055	6056	6057	6058	6059	6060

*Comparado con la compra individual

Su pedido


Contacte a su depósito o a su Comercial de VOCO para poder pedir las ofertas indicadas en las VOCOferas. Las ofertas son solamente vigentes en socios comerciales participantes. Los precios especiales de su depósito serán considerados de todas formas.

Atención al cliente VOCO:

Línea gratuita: 00 800 44 444 555

Fax: +49 (0) 4721-719-2931 · E-Mail: service@voco.de

Este folleto ha sido entregado por:



VC 84 001230 ES 0323