


GC Ibérica - Ofertas y Novedades

Julio - Diciembre 2025



El revolucionario G-ænial™ A'CHORD


Un composite universal que permite realizar restauraciones invisibles de larga duración

G-ænial™ A'CHORD

5 colores base "camaleónicos" para cubrir los 16 colores de la guía Vita. Un stock reducido y un resultado predecible.



Restauraciones invisibles ¡incluso por las noches! Fluorescencia natural en cualquier condición de iluminación, incluso con luz negra, que proporciona a los pacientes una sonrisa con la que sentirse cómodos y seguros.



Pulido fácil y rápido para lograr un alto brillo.



Flexible pero fácil de esculpir con un instrumento de modelar o con un pincel gracias a su tecnología.



Combinación de **3 tecnologías** para una alta resistencia, un bajo desgaste y una estabilidad del color a lo largo del tiempo.



G-ænial A'CHORD Layering Kit Syringe

Ref. 10006767
5 jeringas 2.1ml/4g
1 de cada color: A2, A3, AO2, AE, JE



OFERTA
rec 316,25€ **230,00€**

G-ænial A'CHORD Core Kit Syringe

Refs. 10006768
5 jeringas 2.1ml/4g
1 de cada color:
1x A1, A2, A3, A3.5, A4



G-ænial A'CHORD Trial Kit A Syringe

Refs. 10006769
3 jeringas 2.1ml/4g
2x A2, 1x A3



OFERTA
rec 190,70€ **139,00€**

G-ænial A'CHORD Refills Unitip / Syringe

¡Nuevas jeringas, mismos productos!
Para una identificación rápida y sencilla



OFERTA
rec 70,40€ **51,50€**

Unitips 15x 0.16ml
OFERTA
rec 75,45€ **55,50€**



¿Busca las tiras ideales para contornear, acabar y pulir restauraciones de metal, ionómeros de vidrio o composites?

NEW METAL STRIPS

- Refs.
10000096 - Assortment, 12pcs
10000092 - Red Mesh N°200 Assortment, 4x3pcs
10000097 - Red Mesh N°200, 12pcs
10000093 - Blue Mesh N°300, 4x3pcs
10000098 - Blue Mesh N°300, 12pcs
10000094 - Green Mesh N°600 Assortment, 4x3pcs
10000099 - Green Mesh N°600, 12pcs
10000095 - Yellow Mesh N°1000 Assortment, 4x3pcs



Duraderas y resistentes:
No se estiran ni se rompen.

Eficiencia garantizada:
Acabado con agua y uso repetido.

Tecnología avanzada:
Galvanizadas con óxido de aluminio para mayor abrasión y adhesión.

La **solución perfecta** para todos sus casos clínicos.

PVP REC
121,70€

EPITEX Starter Kit

Ref. 10000117
Soporte con Dispensador de cada Grano



PVP REC
239,40€

GC EPITEX Refill 1

- Refs.
10000118 - Grueso/azul
10000119 - Fino/gris
10000120 - Medio/verde
10000121 - X-Fino/rojo
10000122 - Matriz translúcida

PVP REC
48,40€ c/u

Precisión y suavidad
Ultrafinas y eficientes:
Sin adhesivos, para un mejor acceso a puntos de contacto.

Cuidan las encías:
Minimiza el riesgo de daño gingival.

La **elección inteligente** para un **acabado clínico perfecto.**

everX Flow™

La última innovación en restauración

Óptimo para reforzar grandes cavidades y conseguir resultados estéticos a largo plazo

everX Flow™


Tixotropía perfecta para un **manejo sencillo** y una **gran adaptación**



Gracias a su tixotropía óptima, **everX Flow**, se adapta fácilmente a cualquier preparación y evita la aparición de burbujas. Su fluidez controlada le permite su colocación en los molares superiores sin que se caiga o se descuelgue.



Javier Tapia Guadix, España



Fuente: GCC R&D - Datos en archivo

Dos colores para dar respuesta a **todas sus necesidades**

Color Bulk
Profundidad de polimerización 5.5mm

Óptimo para **cavidades posteriores profundas**

Color Dentina
Profundidad de polimerización 2.0mm

Óptimo para **resultados más estéticos** y para **reconstrucción de muñones**

everX Flow + G-ænial Universal Injectable Starter Kit

Ref. 10004834

everX Flow Syringe 2ml Bulk x1,
everX Flow Syringe 2ml Dentin x1,
G-ænial Universal Injectable Syringe 1ml A2 x1,
G-ænial Universal Injectable Syringe 1ml A3 x1,
Dispensing Tip III Plastic x40,
Dispensing Tip Long Needle x20,
Light-protective Cap x4



OFERTA
rec 287,00€ 155,00€

Restauraciones directas con everX Flow y Essentia Universal con el Dr. Rudolf Novotny.

everX Flow Syringe 2ml (3.7g) Bulk shade

Ref. 10001488

everX Flow Syringe 2ml (3.7g) Bulk shade
+ 20 x Dispensing Tips III Plastic
+ Light protective cap.



everX Flow Syringe 2ml (3.7g) Dentin shade

Ref. 10001489

everX Flow Syringe 2ml (3.7g) Dentin shade
+ 20 x Dispensing Tips III Plastic
+ Light protective cap.

PVP REC
72,45€

Restauración de Clase II - Dr. Georg Benjamin, Alemania

Preparación de la cavidad



Aplicación de everX flow



Capa final con Essentia (color universal)



Situación post-operatoria



G-ænial™ Universal Injectable

Transforme la forma en que trabaja

Empiece a inyectar con nuestro composite inyectable de alta resistencia

- ✓ No se descuelga, ni gotea permitiendo un control total del composite
- ✓ Permite crear cúspides, contornos e incluso paredes proximales de forma sencilla
- ✓ Da forma y contornea mientras inyecta
- ✓ Indicaciones universales: colocación rápida, manipulación y estética, para todas clases de cavidades
- ✓ Punta flexible, permite acceder fácilmente a las zonas de difícil acceso.
- ✓ Pulibilidad inigualable




G-ænial™ Universal Injectable



3 pasos en 1:
dar forma
y contornear
mientras se
inyecta




Colores disponibles de G-ænial Universal Injectable



INJECTION MOULDING KIT

Ref. 10003753
3 jeringas G-ænial Universal Injectable (A2, A3, B2)
+ 1x Cartucho EXACLEAR

OFERTA
rec 167,70€ **110,00€**



G-ænial Universal Injectable + G-Premio BOND Kit

Ref. 10003741
G-ænial Universal Injectable Syringe 1ml A1 x1,
G-ænial Universal Injectable Syringe 1ml A2 x1,
G-ænial Universal Injectable Syringe 1ml A3 x1,
G-Premio BOND 5ml x1,
Dispensing Tip Long Needle x30,
Light-protective cap x3

OFERTA
rec 293,80€ **175,00€**



Descargue la Guía Clínica de la Técnica de inyección de composite

EQUIA Forte™ HT

Sistema de restauración de vidrio híbrido para obturación en bloque



La alternativa para restauraciones económicas a largo plazo.

- ✓ Longevidad probada gracias a su capa de recubrimiento de refuerzo a medida.
- ✓ Ideal para **Clase V, I y Clase II** a largo plazo: **alternativa perfecta a la amalgama** para cavidades pequeñas medianas.
- ✓ Colocación en **bloque (BULK)**, autoadhesiva, rápida y fácil.
- ✓ No se requiere pretratamiento o bonding, por tanto no hay sensibilidad post operatoria.
- ✓ Económico



Dr. Javier Tapia Guadix, España

EQUIA Forte™ HT

Restauración cervical con EQUIA Forte HT

Dr. Javier Tapia Guadix, España

Vidrio híbrido biocompatible de **alta densidad** con una **estética superior**

Verdadera obturación en bloque



Tolerante a la humedad



Indicaciones extendidas



Durabilidad probada



EQUIA Forte HT Intro Pack

Refs.: 10004846 - A2 / 10004796 - A3 / 10004950 - B2
20 cápsulas EQUIA Forte HT, A2 Fil, A3 Fil o B2 Fil,
20 monodosis EQUIA Forte Coat
y 25 aplicadores.

OFERTA

rec 113,00€ **82,00€**



EQUIA Forte HT Refill Pack 50 Cápsulas

Ref.: 10004841

GC EQUIA Forte HT, Refill Pack A2

Ref.: 10004901

GC EQUIA Forte HT, Refill Pack A3

OFERTA

rec 200,60€ **130,00€**



Por la compra de **400 CÁPSULAS**

SIN CARGO*: 1 vibrador de cápsulas SilverMix (valorado en 400€)

Ref.: 70000070



Un sistema basado en la **simplicidad, la estabilidad y la confianza**



Técnica de estampado con EQUIA Forte



Essentia Universal

Un color que se ajusta a todo

Essentia Universal no solo se integra perfectamente, sino que también se adapta a sus preferencias de manejo. Con tres viscosidades disponibles, ¡elija la que más le convenga!

¡Descubra la integración perfecta!

Essentia Universal se adapta tan bien que es invisible sea cual sea el color del diente. Usar un solo color para todos los casos tiene muchas ventajas...

- Evitar la complicación de elegir el color.
- Un solo producto.



GC Essentia HiFlo U

Ref. 10003383 - GC Essentia HiFlo U, Syringe 2ml (3.6g)



Prof. Joseph Sabbagh, Líbano

GC Essentia LoFlo U

Ref. 10003385 - GC Essentia LoFlo U, Syringe 2ml (3.44g)



Dr. Bojidar Kafelov, Bulgaria

GC Essentia U

Ref. 10003524 - GC Essentia U, Syringe 2ml (4.0g)



Dr. Bojidar Kafelov, Bulgaria

OFERTA
rec 67,50€ 45,00€ c/u



Essentia Universal,
un tono que se adapta a todos

G-Premio BOND

Adhesivo universal con múltiples indicaciones

La solución todo terreno

- ✓ **Para composites directos.** Compatible con todos los composites de GC y todos los modos de grabado.
- ✓ **Para restauraciones corono-radicales.** Gradia Core... opción de fraguado dual en caso necesario. Alta adhesión incluso en aplicación Bulk.
- ✓ **Para adhesión indirecta: inlays/onlays, carillas.** G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer.
- ✓ **Compatible con todos los cementos de resina GC.** Muy bajo espesor de película.
- ✓ **Para reparaciones de cerámica + metal.** Restauraciones directas e indirectas - Pasos simples.



Frasco de silicona y boquilla fina para una dispensación más precisa: ¡hasta **300 gotas** por frasco!

G-Premio BOND 3 Bottle Pack

Ref. 10001458

3x G-Premio BOND
Bottle Refill, 5ml



OFERTA
rec 306,90€ 225,00€
Bote: 75,00 €/Ud.

G-Premio BOND Refill

Ref. 10001461

G-Premio BOND
Bottle Refill, 5ml

OFERTA
rec 119,95€ 88,00€



Fotos cortesía de:
* Dr. S. Koide (Japón) / ** Dr. E. Sauji (Japón) *** MDTP: Methacryloyloxydecyl dihydrogen thiophosphate



Instrucciones: Consultar la guía
GC Restorative Dentistry Guide.

G-CEM ONE™

¡EL ÚNICO...
que simplifica el proceso!

- ✓ Excelente adherencia AUTO
- ✓ Extrema facilidad para eliminar excesos
- ✓ Estética y calidad marginal perfectas



Puede elegir entre cementación autoadhesiva o la aplicación completa de adhesivo. En este último caso, **G-CEM ONE** ofrece 2 opciones sencillas:

G-CEM ONE + AEP logra una polimerización química acelerada, lo que garantiza una adhesión óptima y un fraguado seguro incluso en zonas sin luz.

Cementación por adhesión de corona anterior de disilicato de litio

Cortesía del Dr. Kazunori Otani, Japón



G-CEM ONE + G-Premio BOND adhesivo universal que se adapta a todos los procedimientos, tanto directos como indirectos.

Cementación por adhesión de carillas anteriores de disilicato de litio

Cortesía del Prof. Roberto Sorrentino, Italia



G-CEM ONE Universal System Kit

Ref. 10037116

- 1x **G-CEM ONE** Syringe A2 (4,6g),
- 1x **G-CEM ONE** Syringe TR (4,6g),
- 1x **G-Premio BOND**, 5ml.,
- 1x **G-Multi PRIMER**, 5ml.,
- 15x GC Automix Tips Regular,
- 5x GC Automix Endo tips+



OFERTA
rec 212,30€ **155,00€**



G-CEM ONE Universal Starter Kit

Ref. 10037114 / 10037115

- 1x **G-CEM ONE** Syringe A2 / TR (4,6g),
- 1x **G-Premio BOND** 5ml,
- 8x GC Automix Tips Regular,
- 2x GC Automix Endo tips

PVP REC
148,25€

G-CEM ONE Value Kit TR o A2

Ref. 10006926 / 10006925

- G-CEM ONE** Value Kit TR o A2
- 8x **G-CEM ONE** Syringe **Translucent** (4,6g) o Syringe **A2** (4,6g),
- 60x GC Automix Tips Regular,
- 20x GC Automix Endo tips



OFERTA
rec 477,00€ **350,00€**
Jeringas: 43,75 €/Ud.

OFERTA
rec 78,70€ **58,00€**

G-CEM ONE Single Refill AO3 o WO

Ref. 10006923 / 10006924

- 1x **G-CEM ONE** Syringe (4,6g),
- 8x GC Automix Tips Regular,
- 2x GC Automix Endo Tips.



G-CEM ONE Twin Refill A2 o TR

Ref. 10006921 / 10006922

- 2x **G-CEM ONE** Syringe (4,6g),
- 15x GC Automix Tips Regular,
- 5x GC Automix Endo Tips.



PVP REC
150,20€

Cómo eliminar fácilmente el exceso al cementar con **G-CEM ONE**



FujiCEM Evolve™

Innovador cemento de ionómero de vidrio modificado con resina que proporciona un rendimiento fiable y una agradable comodidad

Mezcla manual o automezcla



Diseño con salidas separadas para evitar contaminación



Punta de mezcla «Push and Click» fácil de colocar.



Permite la dispensación directa en la restauración o en el conducto radicular (con la punta específica para endo).

Fácil de aplicar, preciso al usar

Viscosidad óptima para una extrusión controlada, película fina y ajuste exacto. Opción Tack-cure para retirar el exceso con facilidad.



Cortesía del Dr. J. Tapia Guadix, España

La opción ideal para el zirconio

Adhesión potente, sin complicaciones, incluso sin aislamiento absoluto.



Cortesía del Dr. J. Tapia Guadix, España



El ionómero de vidrio modificado con resina en el que puede confiar

- ✓ Menos sensible a la técnica que los cementos de resina.
- ✓ No se necesita tratamiento previo: aplicación en único paso.
- ✓ Tiempo de trabajo largo, tiempo de fraguado breve.
- ✓ Tolera la humedad: no se necesita dique de goma.
- ✓ Menor riesgo de sensibilidad postoperatoria.
- ✓ Excelente sellado y adaptación marginal.

FujiCEM Evolve Triple Pack Automix

Ref. 10004928

3x GC FujiCEM Evolve syringe (9.2 g / 5.0 ml),
45 x GC Push and Click Tip Regular

OFERTA

rec 288,755 € **169,00 €**



FujiCEM Evolve Single Pack

Ref. 10004926

1x GC FujiCEM Evolve Syringe (9.2g / 5ml),
15 «Push & Click» Regular Tips.

OFERTA

rec 113,30 € **85,00 €**



FujiCEM Evolve Triple Pack Handmix

Ref. 10004916

3x GC FujiCEM Evolve Syringe (9.2g / 5ml),
1x Mixing Pad #22.

OFERTA

rec 246,40 € **145,00 €**



Paso a paso:




Situación inicial



Aplicación con automezcla



Asentamiento de la restauración



El estado gomoso se alcanza después de solo 3s de polimerización



El exceso se elimina fácilmente de una vez



Resultado final

TEMPSMART™ DC

Un camino agradable hasta su restauración final.

Composite de polimerización dual para coronas y puentes provisionales

TEMPSMART™ DC Cartridge 48ml

Referencias:

10001463- A1 / 10001464 - A2
10001465 - A3 / 10001466 - A3.5
10001467 - B1 / 10001468 - BW
Cartridge 48ml



OFERTA
rec 126,85€ **93,00€**



fuerte, rápido...
¡brillante!

La alta resistencia a las fracturas lo convierte en un material ideal para un puente POSTERIOR.



Situación inicial



Después de inyectar TEMPSMART DC y de colocarlo en la boca, la restauración se extrae tras 2'30" y se fotopolimeriza.



Pulido final de la restauración en pocos pasos.



Restauraciones provisionales finales con un nivel de brillo elevado.

Cortesía del Dr. J. Tapia Guadix, España

D-Light® Pro

Vea lo que el ojo no ve

Visualización por fluorescencia de la actividad bacteriana y de los excesos de antiguas restauraciones o cementos



D-Light Pro Kit

Ref. 70000008

Pieza de mano (funda & módulo electrónico),
Guía de luz de 8mm,
2 packs baterías,
Estación de carga,
Fuente de alimentación,
Adaptadores UE/UK,
Protector ocular duro,
3 protectores oculares blandos



OFERTA
rec 1.555,50€ **999,00€**

3 años de garantía
(Excepto para la batería, 1 año)

Fotopolimeriza.
Protege.
Detecta.



¡Llévatela por solo 999€... o GRATIS!

Consigue una **D-Light Pro SIN COSTO** por compras superiores a 3.200€ en restauraciones (composites, GIC y adhesivos).

Pero la **D-Light® PRO** todavía ofrece más...
¡la primera lámpara autoclavable!



Elementos que pueden someterse al tratamiento en autoclave

Elementos que no pueden someterse al tratamiento en autoclave

Retirar el módulo electrónico y la batería antes del tratamiento en autoclave

Tooth Mousse® y MI Paste Plus™

Cremas protectoras remineralizantes de triple acción: **Refuerzan. Protegen. Restituyen**

- **Tooth Mousse** se recomienda para pacientes menores de 6 años y **MI Paste Plus** se puede utilizar a partir de esa edad.
- Crema tópica con **Recaldent** (CPP-ACP) para aplicación diaria en casa.
- Aplicar después del cepillado, antes de acostarse; no enjuagar.
- Proporciona una protección adicional a los dientes.
- Neutraliza los ataques ácidos.

Tooth Mousse 5+1 Pack

Ref: 10003210
1 de cada sabor (Melón, Strawberry, Tytti-Frutti, Mint, Vanilla) + 1 SIN CARGO



Tooth Mousse y MI Paste Plus

Tooth Mousse (sin flúor)

MI Paste Plus (900 ppm de flúor)

Dra. P. Gatón

Dr. Rouas

MI Paste Plus 5+1 Pack


Ref: 10003271
1 de cada sabor (Melón, Strawberry, Tytti-Frutti, Mint, Vanilla) + 1 SIN CARGO



MI Varnish™

El tratamiento de las hipersensibilidades

- Barniz con Recaldent (CPP-ACP) para aplicación trimestral en consulta.
- Aplicar después de limpieza profiláctica.
- Sella firmemente los túbulos dentales; desensibiliza los dientes y deja una película de barniz en la superficie.



MI Varnish Refill Pack - Fresa o Menta

Ref: 10003390
35 monodosis MI Varnish Refill **Fresa** (35x0,50ml), 50 pinceles

Ref: 10003391
35 monodosis MI Varnish Refill **Menta** (35x0,50ml), 50 pinceles

PVP REC
118,05€



Aplicación MI Varnish vs Duraphat. Dr. Stephane Browet.

- ✓ Color neutro con translucidez natural.
- ✓ No se produce ningún cambio de color al aplicarse sobre el diente.

Tri Plaque ID Gel™

Lo esencial de la profilaxis

Un gel revelador único para identificar en 3 colores, la placa reciente, la placa madura y producción ácida de la biopelícula.

Tri Plaque ID Gel

Ref: 10000867
1 Tubo, 40g (36ml)

PVP REC
63,55€



en casa

La aplicación diaria de **Tooth Mousse** o **MI Paste Plus** proporciona una remineralización continua y protección contra la caries.



Expertos en Educación y Formación

Accede a una formación de alto nivel diseñada para dentistas que buscan la excelencia.

Opte por una **formación de calidad**, impartida por un **equipo de profesionales** que le dará los trucos clave para **potenciar su talento**



TALON
TRAINING

Consulte los próximos CURSOS



Programa de Fidelización

El Programa de Sonrisas de Get Connected es accesible a través de una aplicación móvil que podrá descargarse desde Google Play Store y Apple Store. Así podrá tener acceso a los productos de GC, artículos, videos, webinars, formaciones y "sonrisas" ("smiles") por participar y mucho más....



Descárgate
la APP



GC IBÉRICA Dental Products, S.L.

Edificio Codesa 2 • Playa de las Américas, 2-1º • 28290 Las Rozas, Madrid • Tel.: 91 636 43 40
comercial.spain@gc.dental • <https://www.gc.dental/europe/es-ES>