

COLTENE GROUP

Enero – Marzo 2026

Promotions



.....
BRILLIANT EverGlow

→ p. 4



.....
HyFlex Secuencia OGSF

→ p. 12



.....
ROEKO Gelatamp

→ p. 20

Sus contactos COLTENE Iberia



Sales Manager
Iberia
Luis Raimundo
+351 962 971 500
Luis.Raimundo@coltene.com



Sales Regional Manager
Iberia
José Carlos Monteagudo
+34 683 193 710
Jose.Monteagudo@coltene.com



Territory Responsible
Norte de Portugal
Filipe Guimarães
+351 966 653 321
Filipe.Guimaraes@coltene.com



Territory Responsible
Centro de Portugal, Islas de Portugal
Elisabete Coelho
+351 960 448 965
Elisabete.Coelho@coltene.com



Territory Responsible
Sul de Portugal
Joaquim Sabino
+351 924 877 032
Joaquim.Sabino@coltene.com



Territory Responsible
Galicia, Asturias, León
José Carlos Monteagudo
+34 683 193 710
Jose.Monteagudo@coltene.com



Territory Responsible
Cantabria, País Vasco, Navarra, Rioja, Soria, Burgos
Itxaso Viar
+34 681 180 168
Itxaso.Viar@coltene.com



Territory Responsible
Madrid, Castilla, Castilla la Mancha
Carlos González
+34 678 440 542
Carlos.Gonzalez@coltene.com




Territory Responsible
Cataluña, Aragón
Juan Lacambra
+34 696 481 304
Juan.Lacambra@coltene.com



Territory Responsible
Valencia, Murcia, Islas Baleares
Fernando De Maria Serra
+34 689 186 321
Fernando.DeMaria@coltene.com



Territory Responsible
Sevilla, Cádiz, Huelva, Extremadura, Cordoue,
Málaga, Jaén, Grenade, Almería, C. Real, Albacete
Francisco García
+34 660 217 655
Francisco.Garcia@coltene.com



ISLAS DE PORTUGAL

ISLAS BALEARES

ISLAS CANARIAS

SISTEMA DE BLANQUEAMIENTO DENTAL PROFESIONAL

BRILLIANT Lumina

Una luminosa sonrisa natural

H₂O₂
expira
legalmente!

PAP
el nuevo presente del
blanqueamiento dental.

**SIN
SENSIBILIDAD.**
No contiene
peróxido de
hidrógeno

Con BRILLIANT Lumina, tiene una solución innovadora para sus tratamientos de blanqueamiento dental, su fórmula, por primera vez, no contiene peróxido de hidrógeno o de carbamida. De hecho, BRILLIANT Lumina se basa sobre el principio activo PAP (ácido ftalimidoperoxicaaproico). La particularidad de este producto: su fórmula única ayuda a mantener la alta concentración de PAP a un nivel lo suficientemente alto como para lograr una sonrisa naturalmente más clara y brillante en un tratamiento en la clínica.



BRILLIANT Lumina – kit de introducción

65002864

~~101,94€~~

Precio resultante = 50,97€ ud

4 x Gel
1 x Activador
1 x Folleto informativo



BRILLIANT EverGlow

Resultados brillantes

- Brillo duradero
- Restauraciones estéticas con una sola tonalidad
- Sistema de tonos versátil con tres niveles de translucidez
- Una capacidad de pulido excepcional y propiedades que favorecen una cómoda manipulación



BRILLIANT EverGlow Reposición Jeringa

58,37 €

Precio resultante = 29,19 € ud

1 x Jeringa 3 g

BRILLIANT EverGlow Reposición Tips

85,34 €

Precio resultante = 42,67 € ud

20 x Tips 0,2 g

BRILLIANT EverGlow Flow

El complemento ideal

BRILLIANT EverGlow Flow Reposición Jeringas

34,48 €

Precio resultante = 22,99 € ud

1 x Jeringa 2 g
5 x Puntas de aplicación estándar
5 x Puntas de aplicación finas 0,4 mm



		BRILLIANT EverGlow		BRILLIANT EverGlow Flow
		Jeringas	Tips	Jeringas
DENTINA	BL	60019697	60019706	60019752
	A1/B1	60019698	60019707	60019753
	A2/B2	60019699	60019708	60019754
	A3/D3	60019700	60019709	60019755
	A3.5/B3	60019701	60019710	60019756
	C2/C3	60019702	60019716	-
ESMALTE	A4/C4	60019703	60019717	60019757
	BL TRANS	60019705	60019719	-
OPACOS	TRANS	60019704	60019718	60019758
	OBL	60019743	60019746	-
	OA1	60019744	60019747	-
	OA2	60023819	60023823	60019751
	OA3	60019745	60019748	60023825
	OA4	60023820	60023824	-

BRILLIANT Bulk Fill Flow

BRILLIANT Bulk Fill Flow es el material de obturación ideal para fáciles y rápidas restauraciones. Basado en la exitosa tecnología del relleno BRILLIANT, es el complemento perfecto para BRILLIANT EverGlow y EverGlow Flow.



Reposición BRILLIANT Bulk Fill Flow
1 tono única, material adaptable Multi Shade

60033280

45,32 €

Precio resultante = 30,21 € ud

1 x Jeringa de 2,3 g
11 x Puntas aplicadoras

Procedimiento
clínico →



PRODUCTO DEL MES
FEBRERO
4+2
en BRILLIANT
Bulk Fill Flow
Oferta exclusiva con su
promotor COLTENE



No necesita una capa superior de otro material


La elevada resistencia a la abrasión permite obtener eficazmente unas restauraciones de calidad en una única etapa en la medida en que la última capa es del mismo material.

Profundidad de polimerización fiable de 4mm

Capas sucesivas hasta de 4mm de espesor se polimerizan correctamente en 20s ($\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$). Esta característica, junto a la fluidez y su capacidad de adaptación permite reducir el número de aplicaciones ganando tiempo.

Un material Multi Tono

El marcado efecto camaleónico de BRILLIANT Bulk Fill Flow permite a este material Multi Tono adaptarse a una larga paleta de tonalidades dentales.



Obtunicaciones oclusales, adaptación del material Multi Tono al color del diente.

BLOQUE Y DISCO DE COMPOSITE REFORZADO
PARA RESTAURACIONES PERMANENTES

BRILLIANT Crios

Alto rendimiento hecho brillantemente.
Indicaciones: **Inlays, Onlays,**
Facetas, Coronas,
Coronas sobre **implantes**.



BRILLIANT Crios
CEREC/inLab - 5 bloques

~~130,72€~~ **104,58€**

5 × Bloques (tamaños 12 mm o 14 mm)



BRILLIANT Crios
Disco 14 mm - 1 ud.

~~470,61€~~ **376,49€**

1 × Disco 14 mm

BRILLIANT Crios
Disco 18 mm - 1 ud.

~~522,91€~~ **418,33€**

1 × Disco 18 mm

	BLOQUES CEREC/INLAB					DISCO					
	Low (LT)		High (HT)		Super (ST)	Low (LT)		High (HT)		Super (ST)	
	5 uds.					1 ud.					
	Tamaños 12	Tamaños 14	Tamaños 12	Tamaños 14	Tamaños 14	Tamaños 14	Tamaños 18	Tamaños 14	Tamaños 18	Tamaños 14	Tamaños 18
BLEACH	60019998	60019985	-	-	60024174	-	-	-	-	60024179	60024177
UNIVERSAL	-	-	-	-	60024175	-	-	-	-	60024180	60024178
A1	60019999	60019986	60020007	60019994	-	60022899	60022886	60022907	60022894	-	-
A2	60020000	60019987	60020008	60019995	-	60022900	60022887	60022908	60022895	-	-
A3	60020001	60019988	60020009	60019996	-	60022901	60022888	60022909	60022896	-	-
A3.5	60020002	60019989	-	-	-	60022902	60022889	-	-	-	-
B1	60020003	60019990	60020010	60019997	-	-	-	-	-	-	-
B2	60020004	60019991	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	60020005	60019992	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C2	60020006	60019993	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuerte por sí solo, invencible en compañía:

SoloCem + ONE COAT 7 UNIVERSAL

SoloCem

Adhesión y Sellado fiables
en una única etapa

SoloCem Reposición

~~121,25€~~ **90,94€**

1 x Jeringa Automix 5 ml
5 x Puntas mezcladoras marrones super fina
5 x Puntas mezcladoras marrones fina

Dentina	60014062
Blanco opaco	60014061
Trans	60019840



Adhesión
estética



Restauraciones
duraderas

EL NUEVO
SUPERKRAFT

-25%

en SoloCem y en frasco
5ml de ONE COAT 7
UNIVERSAL

ONE COAT 7 UNIVERSAL

Perfecta cohesión en todas las situaciones

ONE COAT 7 UNIVERSAL
Reposición monodosis

60019540 **134,19€**

50 x Monodosis 0,1 ml
50 x Pinceles



ONE COAT 7 UNIVERSAL
Reposición frasco

60019539 ~~104,62€~~ **78,47€**

1 x Frasco 5 ml



Más información
escaneando este
Código QR

ParaCore

1 Producto, 3 aplicaciones



Resina de composite eforzada en fibra de vidrio, de polimerización Dual, radio opaco y tres tonalidades: Dentina, Blanco y Translúcido

- ✓ Reconstrucción de muñones
- ✓ Cementación de Postes radiculares
- ✓ Cementación de coronas y puentes sin metal



Adhesión del poste



Reconstrucción del muñón



Cementación de coronas puentes, inlays y onlays



Reposición Jeringa automix,
2 x 5 ml/10 gr

112,03 €

2 x 5 ml Color a elegir
20 x Puntas de mezcla

White	5886
Dentina	5887
Dentina SLOW	60011391
Trans SLOW	60011392

DuoTEMP

Una doble seguridad



- Fraguado Dual
- Material para diferentes indicaciones
- Elevada integridad marginal
- Fácil retirada

Comparativa de sellado marginal



DuoTEMP™

IRM*

Cavit*

Fermit*

Corte de molares humanos extraídos y obturados con DuoTemp. Se sumergen en azul de metilano para valorar el sellado marginal. Los resultados con DuoTemp fueron excelentes. (*No son marcas de COLTENE)

Aplicación fácil y rápida



Un único componente, sin mezcla. Buena retención en la cavidad y fácil retirada.

Kit Eco DuoTEMP

7090	91,94 €
------	---------


5 x Jeringas de 5 g



CanalPro X-Move


Total libertad de movimiento

El motor endodóntico inalámbrico CanalPro X-Move dispone de dos modos de movimiento, rotación continua y recíproca ajustable a todos los sistemas de limas actuales. El motor es flexible y agradable de utilizar.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Contra-Ángulo: 360 grados de rotación
- Rango del torque: 04 - 5.0 Ncm
- Rango de velocidad: 100 - 2.500 rpm
- Ajuste ángulos recíprocos: 10° intervalos
- Ajuste rango 20° - 400°
- Mini contra-ángulo aislado de 8 mm de diámetro y 9,7 mm de altura.



CanalPro X-Move

65002739	1.552,95 €
----------	------------

- 1 x Pieza de mano motorizada
- 1 x Base de carga
- 1 x Contra ángulo
- 1 x Boquilla para lubricación
- 1 x Cable de medición
- 4 x Porta lima
- 2 x Clip labial
- 2 x Sonda de contacto
- 2 x Junta tórica
- 1 x Adaptador corriente universal
- 1 x Batería



Cabezal y cuello de contraángulo normales



Contraángulo con cabezal superpequeño y cuello estrecho CanalPro X-Move


RETRATAMIENTO

HyFlex Remover

- Una única lima es necesaria para retirar el material de obturación
- Respetar la anatomía del conducto
- Eficaz, sin necesidad de solvetes
- Punta inactiva

Velocidad de rotación
400 - 800 rpm

Torque máximo
2,5 N.cm



30/.07

Torque máximo: **2,5 N.cm**
Velocidad de rotación: **400-800 rpm**
Tratamiento térmico: **C.Wire**

HyFlex Remover

5 x B5 HyFlex Remover n30/7% Classics

66,64 €

19 mm	60023649
23 mm	60023648



roeko GuttaFlow bioseal

Consistencia ideal e idéntica durante toda la duración del tiempo de trabajo



Tiempo de trabajo: 5 min
Fraguado: 12 - 16 min

Mucho más
que un sistema
de obturación, una
herramienta de
curación



Reposición ROEKO GuttaFlow bioseal

60019561	160,69 €
1 x Jeringa de automezcla 5 ml	

Kit ROEKO GuttaFlow bioseal

60019560	177,55 €
1 x Jeringa automezcla	
12 x Puntas de mezcla	
1 x bloque de mezcla	



Más información
escaneando este
Código QR



¡NUEVO! Limas EDM disponibles en 31 mm

HyFlex EDM

Una resistencia a la fractura hasta un **700% superior!**

HyFlex EDM Reposición

~~54,38 €~~ 40,79 €

3 x Lima de su elección

HyFlex EDM Kit de conformado Simple

~~54,38 €~~ 40,79 €

- 1 x 25/.12 Orifice Opener
- 1 x 10/.05 Lima de permeabilización
- 1 x 25/~ Lima de conformado

Largo

21 mm	60022267
25 mm	60019363

HyFlex EDM Kit de conformado Medio

~~54,38 €~~ 40,79 €

- 1 x 10/.05 Lima de permeabilización
- 1 x 20/.05 Lima de preparación
- 1 x 25/~ Lima de conformado

Largo

21 mm	60022277
25 mm	60022278



-25%
en HyFlex EDM

Orifice
Opener
25/.12



HandFiles



Lima de permeabilización
según la anatomía del canal
15/.03 10/.05



Lima de
preparación
20/.05



Lima de
conformado
25/~ OneFile



	Reposición x 3 400 rpm 2,5 Ncm	O lima de su elección	Reposición x 3 300 rpm 1,8 Ncm	Reposición x 3 300 rpm 1,8 Ncm	Reposición x 3 400 rpm 2,5 Ncm	Reposición x 3 400 rpm 2,5 Ncm
Largo						
15 mm	60019596		-	-	-	-
21 mm	-		60023493	60022269	60022275	60022270
25 mm	-		60023492	60019594	60022276	60019595
31 mm	-		60041082	60041081	60041084	60041085

SISTEMA DE LIMAS EDM NiTi

HyFlex – Secuencia OGSF

Ventajas

- **Resultados previsibles** aplicando el protocolo estandar OGSF
- **Preparación rápida de los casos codidianos** gracias a la balance optimizado entre el extremo y la conicidad en toda la secuencia
- **Seguridad del paciente mejorada** gracias a la mayor resistencia a la fractura del material y a la aplicación del protocolo estandar OGSF




— Longitud de trabajo

¡NUEVO! Limas OGSF disponibles en 31 mm

Secuencia OGSF

4 uds.

72,30 €	54,23 €
21 mm	60036141
25 mm	60036142
31 mm	60041090



-25%
en HyFlex OGSF

Reposiciones OGSF

3 uds.

54,38 €	40,79 €
--------------------	----------------

Opener
(apertura)
18/11



Glider
(permeabilización)
15/03



Shaper
(conformación)
18/045



Finisher
(acabado)
30/04



18 mm	60036140	-	-	-
21 mm	-	60023493	60036136	60036138
25 mm	-	60023492	60036137	60036139
31 mm	-	60041082	60041083	60041086

HyFlex

Puntas de Papel y Gutta

-20%
en Puntas de
Papel y Gutta



HyFlex EDM-OGSF Puntas de Guttapercha

24,44 €	19,55 €
--------------------	----------------

60 × Puntas de Guttapercha HyFlex EDM-OGSF

Largo	60 uds.
20/.05	60022706
OneFile 25/~	60022707
30/.04	60036504
40/.04	60022708
50/.03	60022709
60/.02	60022710
Surtido 20/.05 - 60/.02	60022705

HyFlex EDM-OGSF Puntas de Papel

14,85 €	11,88 €
--------------------	----------------

100 × Puntas de Papel HyFlex EDM-OGSF

Largo	100 uds.
20/.05	60022742
OneFile 25/~	60022743
30/.04	60036503
40/.04	60022676
50/.03	60022741
60/.02	60022740
Surtido 20/.05 - 60/.02	60022744



roeko

Puntas de Papel y Gutta Top color


ROEKO Puntas
de Papels Top color

~~10,84 €~~ **8,67 €**

200 × Puntas de Papel ROEKO Top color

~~10,12 €~~ **8,10 €**


120 × Puntas de Papel ROEKO Top color



Largo	200 uds.
Surtido 15–40	344596
15	344515
20	344520
25	344525
30	344530
35	344535
40	344540

Largo	120 uds.
Surtido 45–80	344597
45	344545
50	344550
55	344555
60	344560
70	344570
80	344580


-20%
en Puntas de
Papels y Gutta




ROEKO Puntas
de Guttapercha Top color

~~23,39 €~~ **18,71 €**

100 × Puntas de Guttapercha ROEKO Top color



Largo	100 uds.
Surtido 15–40	365196
15	365115
20	365120
25	365125
30	365130
35	365135
40	365140
Surtido 45–80	365197
45	365145
50	365150
55	365155
60	365160
70	365170
80	365180
Surtido 90–140	365198
90	365190
100	365191
110	365192
120	365193
130	365194
140	365195



MATERIAL PARA EL REGISTRO DE LA OCLUSIÓN A BASE DE SILICONA A

Jet Blue Bite

Registro oclusal de la más alta precisión


El registro preciso de la mordida es esencial para garantizar una reproducción fiel de la mordida entre los dientes superiores e inferiores en el articulador. Por lo tanto, los requisitos para el material son variados. Las décadas de experiencia de COLTENE en materiales de silicona de alta calidad se reflejan en Jet Blue Bite, un material de registro de mordida que ofrece resultados rápidos y precisos.

Registro de la oclusión	Silicona	Color	Dureza shore*	Estabilidad dimensional	Tiempo de trabajo	Tiempo de fraguado	Sabor
Jet Blue Bite fast	A		88 A	0,08 %	30 s	40 s	Neutro
Jet Blue Bite superfast	A		88 A	0,12 %	20 s	30 s	Neutro

*La dureza Shore puede variar entre +/-2

Consistencia cremosa

- ✓ Oclusión perfectamente natural gracias a su consistencia cremosa
- ✓ Sin efecto rebote al cerrar
- ✓ No se filtra en los espacios interdientarios



Jet Blue Bite, 1 x 50 ml

36,36 €

1 x 50 ml
6 x Puntas de mezcla
6 x Puntas de aplicación

Fast	6491
Super Fast	6493



Jet Blue Bite, 4 x 50 ml

122,38 €

4 x 50 ml
12 x Puntas de mezcla
12 x Puntas de aplicación

Fast	6495
Super Fast	6497

AFFINIS PRESIDENT The Original

Materiales de impresión
a base de silicona A

PUTTY

AFFINIS putty

112,82 €

2 x 300 ml Base y catalizador
2 x Cucharillas



PRESIDENT The Original putty

91,25 €

2 x 300 ml Base y catalizador
2 x Cucharillas



PUTTY	AFFINIS	PRESIDENT The Original
putty	-	 60019942
putty soft	 6530	 60019943
putty soft fast	 6531	 60022166
putty super soft	 6535	 60019944

LIGHT

AFFINIS y AFFINIS PRECIOUS

75,32 €

2 x 50 ml
12 x Puntas de mezcla universales












PRESIDENT The Original light 50 ml

60,25 €

2 x 50 ml
12 x Puntas de mezcla universales



LIGHT	AFFINIS	PRESIDENT The Original
Xtra light	-	 60019937
light	 6501	 60019938
light fast	 6601	-
regular	 6511	 60019939
regular fast	 6611	-
PRECIOUS light	 6775	-
PRECIOUS regular	 6776	-

ACCESORIOS

Puntas utilizables con productos
AFFINIS y **PRESIDENT** The Original



Punta de mezcla universal, x 40 uds.

60019663 42,89 €

Punta de mezcla universal, x 100 uds.

60019694 79,18 €



Oral Tips Yellow, x 100 uds.

6555 77,92 €

Oral Tips White, x 100 uds.

6210 61,13 €

SYSTEM 360

AFFINIS system 360

220,91 €

2 x 380 ml
1 x Anillo de cierre




PRESIDENT The Original system 360

190,03 €

2 x 380 ml
1 x Anillo de cierre



SYSTEM 360	AFFINIS	PRESIDENT The Original
MonoBody	 6482	 60019946
heavy body	 6487	 60019948
putty	 6472	-





HySolate Dental Dam



Diques de latex HySolate sin polvo y bajo contenido en proteínas de latex

Largo	Color	Grosor								Cantidad
		Thin		Medium		Heavy		X-heavy		
152 x 152 mm	 Verde	60034418	21,47 €	60034419	23,84 €	60034420	27,36 €	60034421	28,19 €	x36
	 Black Edition	-		60031352	27,44 €	60031353	31,46 €	60031354	32,43 €	
	 Azul	-		60034442	23,84 €	60034443	27,36 €	-		
	 Claro	60034427	21,47 €	60034428	23,84 €	60034429	27,36 €	60034430	28,19 €	
	 Fiesta (Surtido)	60034433	21,47 €	60034436	24,77 €	60034438	27,44 €	-		

Diques sin latex HySolate

Largo	Color	Medium	Cantidad	
152 × 152 mm	 Verde	H09105	41,30 €	×15
	 Verde	H09106	213,96 €	×75

HySolate Flexi Dam sin latex

Largo		Color	Medium	Cantidad
152 × 152 mm		Verde H09946	47,08 €	×30
		Violeta H09945	47,08 €	

HySolate Liquid Dam

65003064 33.39 €

1 x Jeringa 2 ml

Algunas diques dentales también están disponibles en largo 127 x 127 mm: consúltenos.

NUEVO!



HySolate SyntX

NUEVO!
Proximo lanzamiento

- Diques **pré marcados**
- **Elasticidad excepcional** y **resistencia al rasgo**
- Color azul para **contraste excelente**
- **Sin latex** – elimina el riesgo de alergias

Descubra la nueva generación de diques sin látex con HySolate SyntX Dam, diseñados para una colocación rápida y una retracción fiable.

Fabricados con poliisopreno, este material avanzado ofrece el mismo rendimiento táctil que el látex natural, incluyendo una resistencia al desgarro y elasticidad superiores, sin el riesgo de alergias al látex.

Diseñado en un color azul de alto contraste para una mejor visibilidad, el dique cuenta con una plantilla preimpresa, similar a la de nuestro dique dental HySolate Latex BLACK EDITION.

Su grosor medio ofrece el equilibrio perfecto entre flexibilidad y durabilidad, lo que lo convierte en una opción versátil para una amplia gama de procedimientos.

HySolate SyntX Dam sin latex

Largo	Color	Medium	Cantidad
127 x 127 mm	Azul	60037566	42 €
	Azul	60037567	45,12 €
152 x 152 mm	Azul	60037568	109,90 €
	Azul		87,92 €
			x30
			x30
			x75

-20%
en HySolate SyntX Dam



roeko Gelatamp white

Alta absorbencia



- ROEKO Gelatamp white es una esponja universal para procedimientos quirúrgicos generales
- Es una esponja cúbica blanca estándar de 10 × 10 × 10 mm
- Eficaz en el control de sangrado de rutina, absorbiendo líquidos y ayudando en la coagulación
- Alta absorbencia, alta biocompatibilidad y fácil de usar para diversas aplicaciones quirúrgicas



ROEKO Gelatamp white 10 × 10 × 10 mm

Bote con 24 uds. 60052842 18,45 €



NUEVO!

roeko Gelatamp

Hemostasis inicial rápida

- Prevención de la infección de heridas y hemorragias secundarias
- La única esponja de gelatina a base de plata coloidal
- Hemostático y antibacteriano.
- Reabsorción completa



ROEKO Gelatamp 14 × 7 × 7 mm


Caja de 20 uds.	274002	22,02 €
Caja de 50 uds.	274007	50,65 €
Caja con 10 blisters (20 uds.)	274008	24,47 €



ABSORCIÓN



PLATA
COLOIDAL



roeKO Gelatamp forte

Absorción super rápida

- Absorción hasta 60x veces su peso en el primer minuto
- Ayuda a reducir el tiempo de cirugía
- induce hemostasias incluso en pacientes con tratamiento con medicamentos anticoagulantes
- Esponja 10 × 10 × 4 mm
- Reabsorción completa



ABSORCIÓN

ROEKO Gelatamp forte está compuesto por una especial estructura de esponja para una rápida absorción. Absorbe hasta 60 veces su peso en el primer minuto; favorece la coagulación en minutos. Es una esponja blanca fina de 4 mm que ayuda a reducir el tiempo de cirugía e induce hemostasias incluso en pacientes con tratamiento con medicamentos anticoagulantes.



ROEKO Gelatamp forte 10 × 10 × 4 mm

Bote con 24 uds. 60036568 38,57 €



NUEVO!

SciCan

STATIM G4

Autoclaves de cassette



Tecnología G4

Conecta y envía datos de los ciclos a sus dispositivos inteligentes u ordenador.



Capacidad

El STATIM 2000S ofrece una carga de 1,0 kg, el STATIM 5000S ofrece una carga de 1,5 kg.



Conforme

De conformidad con la norma EN 13060. Ofrece resultados de esterilización reproducibles y validables.



Delicado

Agua limpia garantizada en cada ciclo. La tecnología de vapor asegura la protección de instrumentos.



Diseño flexible

Los dos capacidad y las diferentes opciones de ciclos hacen que los autoclaves sean ideales como equipo independiente o como complemento de un autoclave de cámara.



STATIM 2000 G4

G4-152306 4.939,19 €



STATIM 5000 G4

G4-232306 7.310,00 €



Tipo de ciclo	Descripción de uso aprobado por la norma EN 13060
S	La esterilización de productos según las especificaciones del fabricante del esterilizador, incluyendo productos sólidos sin embolsar y, al menos, uno de los siguientes: productos porosos, objetos porosos pequeños, dispositivos con lumen, cuencos y recipientes, productos embolsados monocapa, productos embolsados multicapa
N	La esterilización de productos sólidos sin embolsar
B	La esterilización de todos los productos embolsados (mono y multicapa) o sin embolsar, sólidos, dispositivos con lumen y porosos, tal y como se representa por las cargas de prueba de este estándar

KENDA Deluxe

El lujo del pulido de composite

Desarrollado en estrecha colaboración con expertos clínicos, KENDA Deluxe es un sistema de pulido de diamante de dos pasos y alto rendimiento diseñado para la odontología estética moderna.




Un prepulidor: adaptable y suave.
Suaviza sin alterar la morfología
de la superficie.



Una pulidora de alto
brillo: resultados
brillantes en segundos



ShapeGuard: Una forma
para todas las superficies



Pulidores para todos los composites, compomeros y ceramias híbridas



Tipo de pulidor 6, 12, 20, 25, 100 uds.	.006		.006		.006		.006		.006		.006		.006		.006		.006	
	0405		0406		0407		0408		0409		0455		0456		0457		0458	
	.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012		.012	
	.025		.025		.020		.025		.025		.025		.025		.020		.025	
Ø mm	6,5		3,3		14		5		10		6,5		3,3		14		5	
Head L in mm	10		7,4		2		10		5,5		10		7,4		2		10	
RPM	Rec		7 500 - 10 000		5 000 - 7 000		7 500 - 10 000		5 000 - 7 500		6 000 - 8 000		5 000 - 7 500		10 000			
	Max				10 000													

Consulte el
catálogo KENDA




Para conocer la gama completa, visite **coltene.com**
o comuníquese con su representante de ventas.



Restauración



Endodoncia



Prosthetics



Dispositivos
auxiliares para
el tratamiento



Control
de infección



Instrumentos
rotativos

De conformidad con la legislación, los precios indicados son precios de venta recomendados, sin IVA incluido, quedando el distribuidor en libertad de su política de precios. Errores de imprenta, errores tipográficos y cambios reservados. Los precios pueden ser modificados en cualquier momento y sin previo aviso. Ofertas válidas hasta el 31 de marzo de 2026. Algunas ofertas solo están disponibles con los distribuidores participantes en la oferta comercial. Solicite más información a su promotor COLTENE. Documento y fotografías no contractuales. Diciembre de 2025. Redacción: Coltene Iberia SLU Departamento de Marketing Iberia. Diseño: www.filigranestudio.fr. Créditos de las fotografías: banco de imágenes COLTENE, Adobe Stock.

Pie de imprenta / editor

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten

+41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Contacto de ventas

COLTENE Iberia S.L.U.
C/ Maudes, 51. 4º B
28003 Madrid

+34 91 63 86 492
info.ib@coltene.com

Service Center

service@coltene.com
00 800 11 0000 12 (UIFN)
Lunes - viernes 8:00 a 17:00 CEST

 COLTENE.Iberia
www.coltene.com

PROMOTORES ESPAÑA:

Zona Galicia, Asturias, León: **José Carlos Monteagudo**, Móvil 683193710
Zona País Vasco, Cantabria, Navarra, La Rioja: **Itxaso Viar**, Móvil 681180168
Zona Cataluña, Aragón: **Juan Lacambra**, Móvil 696481304
Zona Andalucía Occidental, Extremadura, Zona Andalucía Oriental:
Francisco García, Móvil 660217655
Zona Madrid, Castilla León, Castilla la Mancha: **Carlos González**, Móvil 678440542
Zona Valencia, Murcia, Islas Baleares: **Fernando De María**, Móvil 689186321
PRECIOS SIN I.V.A., VÁLIDOS DEL 01.01.2026 A 31.03.2026

 **COLTENE GROUP**